


Diagnostic Vétérinaire:

Les tests rapides SensPERT™ -VET ALL Laboratories sont désormais disponibles en France !



La gamme SensPERT est distribuée dans plus de **105 pays** dont USA, Japon et Europe.



La meilleure qualité au meilleur prix

RÉF.	TESTS SensPERT™ (sélection) - DÉPISTAGE RAPIDE	
AI 06	SensPERT FIV/FelV : Ac (anti p24) FIV et de l'Ag (p27) FelV	sang-sérum-plasma
AI 03	SensPERT CPV : Antigènes de Parvovirus canin (CPV 2,2a,2b,2c)	selles
AI 01	SensPERT CHW : Ag de Dirofilaria immitis (Ver du cœur du chien)	sang-sérum-plasma
AI 08	SensPERT CCV/CPV : Antigènes de Coronavirus et Parvovirus canins	selles
AI 11	SensPERT LSH : Anticorps anti-Leishmania infantum	sang-sérum-plasma
AI 13	SensPERT GIARDIA : Antigènes de Gardia lamblia	selles
AI 14	SensPERT FIP : Ac du Virus de la Péritonite Infectieuse Féline	sang-sérum-plasma

BIOLYS, distributeur exclusif en France

100% satisfait
ou remboursé !

BIOLYS S.A.S.

Parc de la Ronze
69440 Taluyers
Tél: 04.78.48.26.80
Fax: 04.78.48.24.30
contact@biolys.net



- Biolys possède une **solide expérience de 24 ans** dans le **Diagnostic In Vitro** (Biologie Médicale).
- Les tests de **diagnostics rapides** sont notre spécialité.
- La **qualité de nos produits, de notre service**, ainsi que **nos prix bas** ont fait notre réputation depuis 1990.
- Notre « **Assurance Qualité** » est reconnue grâce à nos certifications **ISO 9001** et **NF EN ISO 13485**



Diagnostic Vétérinaire:


SensPERT™ -VET ALL Laboratories

Des tests rapides très performants !

TESTS SensPERT™	SENSIBILITÉ %	SPÉCIFICITÉ %	VERSUS TECHNIQUE
FeLV	97.0 100	99.0 100	Elisa SNAP™ IDDEX
FIV	98.5 100	99.7 100	Western blot SNAP™ IDDEX
PARVOVIRUS CPV	99.1	100	Inhibition Hémag. IHA
CORONAVIRUS CCV	95.0	100	RT-PCR
GIARDIA	95.8 93,8 100	100 100 100	Elisa Immuno-fluor. Ind. IFA SNAP™ IDDEX
DIROFILARIA CHW	99.0	100	PetCheck® Elisa
LEISHMANIA	97.8	99.2	Immuno-fluo. Ind. IFA
PIF	98.3	98.9	Immuno-fluo. Ind. IFA

- Manipulation très simple (en 1 étape)
- Utilisation sur sang total, sérum, plasma ou selles
- Lecture facile (voir ci-contre)
- Résultat en 5 à 10 minutes
- Coffrets de 10 tests unitaires
- Péréemption longue (12 à 18 mois)

Lecture facile !



La gamme SensPERT comprend actuellement 22 tests rapides différents - nous consulter

CDV (Virus Distemper du chien) AI 02, FPV (Parvovirus du chat, panleucopénie) AI 10,
 Ac Ehrlichia canis AI 12, Ac IgG & IgM Toxoplasmose du chat AI 15, Ac Lyme (Borréliose) AI 16,
 Adénovirus du chien AI 17, Virus de la rage AI 19, Rotavirus (chien, bœuf, porc) AI 20,
 Ac Brucella (chien, bœuf, mouton) AI 21, Ac Anaplasma (chien) AI 22, Parvovirus/Giardia (chien) AI 23

VET ALL Laboratories est certifié ISO 9001



La meilleure qualité au meilleur prix !