



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

IDENTIFICATION DU PRODUIT

CODE PRODUIT	552C
DESCRIPTION GÉNÉRALE	REGULAR PL/SWAB NY/VEL DRYTUBE
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	1 boîte extérieure contenant 10 boîtes intérieures chacune composées de 100 tiges regular floquées tubées avec bouchon rouge.

COMPOSANT DU PRODUIT

TUBE DE TRANSPORT	TUBE	SPÉCIFICATIONS
		Longueur totale de tube: 155.00 mm ± 1.00 mm Diamètre d'insertion de bouché: 9.0 mm ± 0.5 mm Diamètre externe du tube: 12.0 mm ± 0.5 mm MATÉRIEL: POLYPROPYLENE
ÉCOUVILLON	ÉCOUVILLON FLOQUÉ	SPÉCIFICATIONS
		LONGEUR TOTALE: 151.00 mm ± 2.00 mm DIAMETRÉ TIGE: 2.50 mm ± 0.10 mm POINT DE FRACTURE: 78.50 mm ± 1.00 mm LONGEUR FLOCAGE: 16.00 mm ± 2.00 mm DIAMÈTRE FLOCAGE: 5.50 mm ± 0.50 mm MATÉRIEL TIGE: POLYSTYRENE MATÉRIEL FLOCAGE: NYLON



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

BOUCHON	Bouchon rouge	SPÉCIFICATIONS
		Diamètre extérieur bouchon: 12.00 mm ± 0.20 mm Longueur bouchon: 32.90 mm ± 0.50 mm Diamètre interne bouchon: 9.30 mm + 0.20 mm MATÉRIEL: HIGH DENSITY POLYETHYLENE
BOUCHON + TUBE	BOUCHON + TUBE	SPÉCIFICATIONS
		LONGEUR TOTALE: 175.50 mm ± 3.00 mm

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

QUANTITÉ CARTON INTERNE	100
QUANTITÉ CARTON EXTERNE	1000
EMBALLAGE	BULK

INFORMATIONS IMPORTANTES

MÉTHODE DE STÉRILISATION	TRAITEMENT ETO
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	2/30°C – NE PAS GELER
DURÉE DE CONSERVATION	36 MOIS

Cette fiche technique (Rev.08-28/09/2021) est faite pour vous guider et elle se base sur des informations considérées comme fiables et révisées régulièrement.