

TRANSPORT SÉCURISÉ DES PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES ET DES DOCUMENTS ASSOCIÉS

SACHETS A DOUBLE POCHE « KANGOUROU »

- ÉTANCHES
- RÉSISTANTS
- SÉCURITAIRES

SACHET DOUBLE POCHE KANGOUROU FERMETURE ADHÉSIVE PERMANENTE

Polyéthylène 40µm

Dimensions:

170 x 250 mm (prélèvements)

170 x 180 mm (documents)

Sachet inviolable, à usage unique

Boîte de 1000 double poches (10 x 100)

Référence: KGSPE17



SACHET DOUBLE POCHE KANGOUROU FERMETURE ZIP

Polyéthylène 50µm


Dimensions:

160 x 220 mm (prélèvements)

160 x 200 mm (documents)

Boîte de 1000 double poches (10 x 100)

Référence: K3F160-220-(Prélèvements Biohazard)



Distribution en France:

 **BIOLYS SAS**

Za de la Ronze 69440 Taluyers

Tél: 04 78 48 26 80

Fax: 04 78 48 24 30

contact@biolys.net

www.biolys.net

